

Post-estrattivo con carico immediato

Dr. Salvatore Belcastro

Servizio di Odontoiatria – Ospedale di Gubbio

Paziente uomo di anni 42. Si estraggono gli elementi 31, 41, 32, 42 (figg. 1,2). Si esegue un taglio festonato della gengiva per mantenere e preservare i tessuti molli poiché la zona trattata è estetica, si inseriscono immediatamente due impianti Ø 3,3 mm lunghezza 12 mm (figg. 4-7). Si inseriscono i monconi cilindrici standard negli impianti e si attiva la connessione (fig. 8). Si preparano i monconi in situ (fig. 9), si ribasa e si cementa la protesi provvisoria (fig. 3) preparata preventivamente dal laboratorio (figg. 10-12). Raggiunta la maturazione ossea, si realizza la travata in metallo e si ultima il lavoro protesico (figg. 13,14).

Parole chiave

edentulia multipla, post-estrattivo immediato, zona estetica, fresaggio del moncone in bocca



